

Beschreibung

Die MIC* Gastrostomie-Ernährungs-sonde mit männlichem ENFit®-Nahrungsmittelanschluss und männlichem ENFit®-Arzneimittelanschluss ist in 10 verschiedenen Frenchgrößen erhältlich. Die Sonden verfügen über ein Ballon-Füllvolumen von 7-10 ml, mit Ausnahme der mit "LV" gekennzeichneten Sonden (siehe nachstehende Tabelle).

Gastrostomie-Ernährungs-sonde aus medizinischem Silikon, innerer Halteballon aus Silikon, äußerer SECUR-LOK*-Rückhaltering, verjüngtes distales Ende, versenktes distales Ende beim empfohlenen Füllvolumen (außer bei Fr 12), Bariumsulfatstreifen.

Erhältliche Größen


Größe (AD) (xx)	Ballonvolumen	Artikelnr.
12 Fr	2 - 3 ml	8100-12LV
14 Fr	3 - 5 ml	8100-14LV
16 Fr	3 - 5 ml	8100-16LV
18 Fr	7 - 10 ml	8100-18
20 Fr	7 - 10 ml	8100-20
22 Fr	7 - 10 ml	8100-22
24 Fr	7 - 10 ml	8100-24
26 Fr	7 - 10 ml	8100-26
28 Fr	7 - 10 ml	8100-28
30 Fr	7 - 10 ml	8100-30

Wesentliche Materialbestandteile

Sonde: Silikon, Thermoplastischen Tritan, Bariumsulfat
Kein Zusatz von Naturlatex.
Kein Zusatz von DEHP / DBP / BBP.
MRT-tauglich.

Indikation

Die MIC-KEY* Gastrostomie-Ernährungs-sonde dient der langfristigen Ernährung von Patienten, die keine orale Nahrungszufuhr tolerieren können, bei denen ein niedriges Aspirationsrisiko besteht und eine gastrale Dekompression und/oder eine direkte Medikamentenzufuhr in den Magen erforderlich ist.



Kontraindikationen

Kontraindikationen für die Anlage einer Gastrostomiesonde sind unter anderem Aszites, Koloninterposition, portale Hypertension, Peritonitis und morbid Adipositas. Diese Produkte dürfen nicht wiederverwendet, wiederaufbereitet oder resterilisiert werden. Weitere Warnhinweise und Informationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Sterilisation

Die Produkte sind durch Gammabestrahlung (R) sterilisiert.

Verpackung

Jede MIC* Gastrostomie-Ernährungs-sonde ist einzeln in einem Tyvek-Beutel verpackt.
Ein Beutel ist in einem Karton verpackt.
Größe: (LxBxT) 33 x 15,6 x 2,2 cm
Gewicht: 204 g (0,45 Pfund)
5 Kartons pro Versandkiste.
Strichkodierung: GTIN-Symbologie, linear, auf Einzelverpackungen und Karton (Verkaufseinheit).

Fertigung

Hergestellt in Mexiko.
Das Qualitätssystem der Produktionsstätte entspricht der ISO 13485.

Vorschriften

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
Produktklasse: IIb. Benannte Stelle: BSI (2797).

Lagerung

Kühl und trocken lagern, fernab von Wärme- und Strahlenquellen. Soweit praktikabel in der Entnahmebox aufbewahren.

Haltbarkeit

3 Jahre ab Herstellungsdatum.

Artikelnr.	GTIN-Nr.	Verpackung Verkaufseinheit
8100-12LV	00350770445007	00350770445007
8100-14LV	00350770442914	00350770442914
8100-16LV	00350770442921	00350770442921
8100-18	00350770442938	00350770442938
8100-20	00350770442945	00350770442945
8100-22	00350770442952	00350770442952
8100-24	00350770442969	00350770442969
8100-26	00350770442976	00350770442976
8100-28	00350770442983	00350770442983
8100-30	00350770442990	00350770442990