

Description

La sonde de gastrostomie MIC* dotée d'un site de nutrition ENFit® mâle et d'un site d'administration de médicaments ENFit® mâle est disponible dans 10 tailles French différentes. Les sondes possèdent un ballonnet d'une contenance de 7 à 10 ml, hormis celles désignées par la mention « LV » (voir tableau ci-dessous).

Sonde de gastrostomie en silicone de qualité médicale, ballonnet de retenue interne en silicone, anneau de retenue externe SECUR-LOK®, embout distal conique, encoche dans l'embout distal au niveau du volume de remplissage recommandé (sauf 12 Fr), ligne au sulfate de baryum

Tailles disponibles

Taille (diam. ext.)	Volume du ballonnet	Référence
(xx)		
12 Fr	2 - 3 ml	8100-12LV
14 Fr	3 - 5 ml	8100-14LV
16 Fr	3 - 5 ml	8100-16LV
18 Fr	7 - 10 ml	8100-18
20 Fr	7 - 10 ml	8100-20
22 Fr	7 - 10 ml	8100-22
24 Fr	7 - 10 ml	8100-24
26 Fr	7 - 10 ml	8100-26
28 Fr	7 - 10 ml	8100-28
30 Fr	7 - 10 ml	8100-30

Matériaux principaux

Sonde : silicone, Tritan thermoplastique, sulfate de baryum
Sans latex de caoutchouc naturel.
Ne contient pas de DEHP / DBP / BBP.
Compatible avec l'IRM

Indication

La sonde de gastrostomie MIC* est indiquée pour les patients qui ont besoin d'une nutrition de longue durée, qui sont incapables de tolérer une nutrition orale, qui sont exposés à un faible risque d'aspiration, qui nécessitent une décompression gastrique et/ou l'administration de médicaments directement dans l'estomac.

Contre-indication

Les contre-indications à la mise en place d'une sonde de gastrostomie sont, notamment, l'ascite, l'interposition colique, l'hypertension portale, la péritonite et l'obésité morbide. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ces produits. Consultez les instructions d'utilisation pour connaître les mises en garde et informations supplémentaires.

Stérilisation

Produits stérilisés par irradiation gamma (R).

Conditionnement

Chaque sonde de gastrostomie MIC* est emballée dans un sachet en Tyvek individuel.
Un sachet est emballé dans une caisse en carton.
Taille: (L x l x P) 33 x 15,6 x 2,2 cm
Poids: 204 g (0,45 lbs)
5 caisses en carton sont emballées dans une caisse d'expédition.
Code-barres : symbole GTIN, linéaire, sur l'emballage unitaire et la caisse en carton (unité de vente).

Fabrication

Fabriquée au Mexique.
Le système qualité du site de production est conforme à la norme ISO 13485.

Informations réglementaires


Produit marqué CE selon Directive 93/42/CEE.
Classe du dispositif : IIb. Organisme notifié : BSI (2797).

Stockage

Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri des sources de chaleur et de radiations. Conserver autant que possible dans le distributeur d'origine.

Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.



Référence	N° GTIN	Emballage unitaire de vente
8100-12LV	00350770445007	00350770445007
8100-14LV	00350770442914	00350770442914
8100-16LV	00350770442921	00350770442921
8100-18	00350770442938	00350770442938
8100-20	00350770442945	00350770442945
8100-22	00350770442952	00350770442952
8100-24	00350770442969	00350770442969
8100-26	00350770442976	00350770442976
8100-28	00350770442983	00350770442983
8100-30	00350770442990	00350770442990

*Marque déposée ou marque d'Avanos Medical, Inc.

ENFit® est une marque déposée ou une marque de GEDSA, utilisée avec son autorisation.

©2019 Avanos Medical SPRL. Tous droits réservés.

Créé le 03 décembre 2020, version 3 , LVA, page 2 / 2

Les dimensions et les caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent varier dans les limites des caractéristiques techniques prédéfinies. Ce document a été créé sur la base des informations les plus récentes. Dans un souci d'amélioration continue, les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.